

# Bandage

Ter behandeling bij oogbeschadiging en/of chirurgische ingreep

ZACHT

Sferisch  Torisch

Bandage lenzen worden gebruikt in geval van recidiverende erosie, kerato conjunctivitis sicca, cornea verwondingen en welke eveneens postoperatieve toepassingen kunnen hebben. De contactlenzen dienen als bescherming van de cornea, zodat deze zo min mogelijk wordt gestoord.

De bandage contactlenzen worden vervaardigd van materiaal met een vochtopenemend vermogen van 78%, welke worden afgeleverd in een fysiologische zoutoplossing. Het dragen van een bestaande bril bij deze contactlens is mogelijk, omdat het een plano lenssterkte heeft.

## TOEPASSING

- ✓ Bij verwondingen aan het oog
- ✓ Bij postoperatieve toepassingen

## VOORDELEN

- + Groot bereik aan parameters
- + Dragen van een bril blijft mogelijk

## GEBRUIKSDUUR

Maximaal 6 maanden, afhankelijk van toepassing

## Parameters

B.C.R.	7.50 - 10.00 per 0.10 oplopend
STERKTE	plano
LENSDIAMETER	13.00 - 22.00 per 0.10 oplopend
WATERGEHALTE	78%
AFGELEVERD IN	0.9% NaCl, steriel Zonder conserveermiddel

(Grootte van de lensdiameter afhankelijk van de B.C.R.)

