

Fronttorisch

variant

Een groot rest-astigmatisme kan worden gecorrigeerd door een fronttorische lens.

TOEPASSING

Bij een rest-astigmatisme.

VOORDELEN

- + Toepasbaar op alle (a)sferische binnen geometrieën

NADELEN

- Lens is zwaarder vanwege de prisma

GEBRUIKSDUUR

12 - 24 maanden

(afhankelijk van het gekozen materiaal)

Parameters

CYLINDER	-0.25 - 10.00 per 0.25 oplopend
AS	0 - 180°
PRISMA	0.50 - 5.00

